



操作マニュアル

逆引き問心伝

本書は、問心伝アプリケーションを使ってやりたいことからその方法を調べられる逆引きの説明書です。

目次

パソコンアプリケーション

- アプリケーションを起動したい → p.1
- アプリケーションを終了したい → p.1
- 問診結果の参照や印刷をしたい → p.2
- 問診票(用紙)で実施した問診結果を入力したい → p.7
- 問診票を新規作成したい → p.11
- 問診票を複製したい → p.15
- 問診票を編集したい → p.18
- 質問、回答項目を新規作成したい → p.21
- 質問、回答項目を複製したい → p.24
- 質問、回答項目を編集したい → p.27
- 質問項目、回答項目の英語登録(編集)したい → p.30
- 質問項目、回答項目の中国語登録(編集)したい → p.32
- タブレット使用時のパスワードを設定したい → p.34
- 医院情報の設定をしたい → p.35

タブレットアプリケーション(医師用)

- アプリケーションを起動したい → p.36
- アプリケーションを終了したい → p.37
- 当日の問診結果を閲覧したい → p.37
- 過去の問診結果を閲覧したい → p.41
- 画面の表示形式(縦表示or横表示)を切り替えたい → p.44
- サーバのIPアドレスを設定したい → p.46
- ネットワークの接続設定をしたい → p.48

タブレットアプリケーション(患者用)

- アプリケーションを起動したい → p.50
- アプリケーションを終了したい → p.51
- 新規患者の問診を行いたい → p.52
- 既存患者の問診を行いたい → p.60
- 問診結果を送信したい → p.65
- 問診時の入力形式(簡易or詳細)を切り替えたい → p.68
- 動画再生ボタンを非表示にしたい → p.70
- 言語選択(表示or非表示)を切り替えたい → p.72
- サーバのIPアドレスを設定したい → p.74
- ネットワークの接続設定をしたい → p.76

その他

- 問心伝のデータをバックアップしておきたい → p.78
- 問心伝データを復元(リストア)したい → p.79
- 問心伝アプリケーションをバージョンアップしたい → p.80
- 問心伝アプリケーションをアンインストールしたい → p.83
- 患者用タブレットアプリケーションから問診データを送信中、パソコンの電源が落ちてしまった → p.83
- 英語機能追加Version(2.00)導入後の質問・回答項目について → p.84
- Version(2.00)での質問・回答項目の並び替え無効化について → p.85
- プチ通訳アプリケーションを使用したい → p.86
- トラブルシューティング → p.87

パソコンアプリケーション

アプリケーションを起動したい

- 1 デスクトップにある問心伝アプリケーションアイコンをダブルクリックします。



メニュー画面が表示されます。

メモ

問心伝のバージョンアップ情報がある場合、起動時にメッセージボックスにてお知らせいたします。
バージョンアップ方法につきましては、P81.「問心伝アプリケーションをバージョンアップしたい」をご参照ください。

アプリケーションを終了したい

- 1 メニュー画面で[×]をクリックします。



問診結果の参照や印刷をしたい


- 1 メニュー画面で問診結果(参照)をクリックします。



問診結果(参照)


問診結果(参照)画面が表示されます。

各アイコンの詳細については、P6.「問診結果(参照)画面のメニューアイコンについて」を参照してください。




2

患者の検索条件を入力し、検索ボタンをクリックします。




検索結果が表示されます。




3


参照したい患者を選択し、患者選択をクリックします。



問診履歴が一覧表示されます。



参照したい履歴を選択し、結果選択をクリックします。



問診結果が表示されます。

↓ 印刷時はココをクリック



問診結果(参照)画面のメニューアイコンについて



表示中の問診結果を修正できます



表示中の問診結果を削除します



表示中の問診結果をお使いのプリンタで印刷します



問診結果が複数ページの際に1つ前のページに移動します



問診結果が複数ページの際に1つ後のページに移動します



表示中の問診結果を拡大表示します



表示中の問診結果を縮小表示します



別ウィンドウを新規で作成し、問診結果を表示します

※初回の最大表示時は、日本語で表示されます。英語で確認したい場合は、切り替えを行ってから閲覧してください



問診結果を日本語で表示します




問診結果を英語で表示します



問診結果を中国語で表示します

問診票(用紙)で実施した問診結果を入力したい

- 1 メニュー画面で問診結果(入力)をクリックします。



問診結果(入力)

問診結果(入力)画面が表示されます。

各アイコンの詳細については、P10.「問診結果(入力)画面のメニューアイコンについて」参照してください。

2

患者の検索条件を入力し、検索ボタンをクリックします。

問心伝 - 問診結果(入力)

登録件数: 0 件

保存 確認 クリア

【患者検索】

検索条件

1

検索する患者名(フリガナ)

患者番号 患者氏名

患者選択

【問診票】 日本語

問診票

問診票選択

問診実施日 西暦 2015 年 6 月 11 日

患者ID

フリガナ※ フリガナ(姓) フリガナ(名)

お名前 お名前(姓) お名前(名) 様

生年月日※ 西暦 2015 年 6 月 11 日 (0 歳)

性別※ 男 女

郵便番号 000 0000

検索結果が表示されます。

問心伝 - 問診結果(入力)

登録件数: 0 件

保存 確認 クリア

【患者検索】

検索条件

1

検索する患者名(フリガナ)

患者番号 患者氏名

1 モンシダマ 知の 問心伝 太郎

患者選択

【問診票】 日本語

問診票

問診票選択

問診実施日 西暦 2015 年 6 月 11 日

患者ID

フリガナ※ フリガナ(姓) フリガナ(名)

お名前 お名前(姓) お名前(名) 様


生年月日※ 西暦 2015 年 6 月 11 日 (0 歳)

性別※ 男 女

郵便番号 000 0000

3 「患者選択」をクリックし、使用したい問診票を選択後、問診票選択をクリックします。

各画面共通ポイント：各項目にフォーカスが当たっている場合（編集中の場合）各スクロールバー、またはマウスのスクロールを使用して画面内を上下することができます。



入力する問診票の言語を切り替えることができます。


キーボードの半角/全角漢字キーを押して、入力モードを変更してください。

メモ

アプリケーション導入直後からすぐお使いいただけるように問診票(一般用),問診票(歯科疾患用)をご用意しております。


メモ

患者が見つからない場合
患者検索にて患者が見つからない場合、新規患者として扱われます。



4

問診票に患者情報と回答を入力後、保存をクリックし、確認ダイアログではいをクリックします。



問診データがデータベースに登録されます。

問診結果(入力)画面のメニューアイコンについて



問診結果を保存します



入力中の問診内容を実際の問診票イメージで確認できます




入力中の問診情報をクリアします

問診票を新規作成したい


最大30個までユーザーオリジナルの問診票を作成できます。

- 1 メニュー画面で問診票(作成)をクリックします。




問診票(作成)

- 2 新規をクリックします。



3

はいをクリックします。




問診票(作成)画面が表示されます。


各アイコンの詳細については、P13.「問診票(作成)画面のメニューアイコンについて」参照してください。





問診票(作成)画面のメニューアイコンについて





- 


 質問を新規で作成します
 ※作成した質問はマスタ登録されず、作成中の問診票のみに適用されます
- 


 質問を編集します
 ※編集した質問はマスタ登録されず、作成中の問診票のみに適用されます
- 

 選択中の質問を削除します
- 

 問診票を保存します
- 

 作成中の問診票を実際の問診票イメージで確認できます
- 

 作成中の問診票を日本語表示に切り替えます
- 

 作成中の問診票を英語表示に切り替えます
- 

 作成中の問診票を中国語表示に切り替えます

4

問診票に追加したい質問を選択し、問診票追加をクリックします。


メモ

複数選択方法


Ctrl + 質問項目を選択・・・クリックして選択された項目のみ複数選択します。

Shift + 質問項目を選択・・・クリックして選択された項目範囲内をまとめて複数選択します。

5 編集完了後、問診票名を入力し、保存をクリックし、確認ダイアログでははいをクリックします



保存した問診票がリストに反映され、問診票イメージが表示されます。




注意
 質問項目に「現在妊娠中もしくは可能性がありますか」を入れた場合
 ⇒タブレットアプリ(患者用)にて男性が問診した場合、当該問はスキップされ表示されません。

メモ
 問診票を新規作成、または編集した場合は、必ずアプリケーションを再起動してからご使用ください。


問診票を複製したい

- 1 メニュー画面で問診票(作成)をクリックします。




問診票(作成)

- 2 複製したい問診票を選択し、複製をクリックします。



3


はいをクリックします。




4

問診票を編集後、保存をクリックし、確認ダイアログではいをクリックします。

注意) 複製する際は、問診票名は存在するものとは別の名前をつけてくださ



保存した問診票が問診票リストに追加されます。




メモ

問診票を新規作成、または編集した場合は、必ずアプリケーションを再起動してからご使用ください。


問診票を編集したい

- 1 メニュー画面で問診票(作成)をクリックします。




問診票(作成)

- 2 編集したい問診票を選択し、編集をクリックします。




3

はいをクリックします。



4

編集完了後、保存をクリックし、確認ダイアログではいをクリックします。



OKをクリックします。

問診票名 お子様向け(未就学児用)

質問項目	質問内容
1 既往歴について、教えてください。	1 飲んでいるお薬はありますか？
2 飲んでいるお薬はありますか？	2 習慣的飲料物について、教えてください。
3 1日の歯磨き回数を教えてください。	3 喫煙習慣について、教えてください。
4 歯をいつ磨きますか？	4 部位はどこですか？
5 習慣的飲料物について、教えてください。	5 治療したい対象はどこまでをご希望されていますか？
6 間食の取り方について、教えてください。	6 歯科麻酔を受けたことはありますか？
7 何を使って歯磨きをしていますか？	
8 喫煙習慣について、教えてください。	
9 睡眠時間について、教えてください。	
10 歯磨きの方法を教わったことがありますか？	
11 その他、伝えておきたいことがありましたらご...	
12 本日は、どのようなことが気になって来院され...	
13 部位はどこですか？	
14 どのような症状ですか？	
15 その症状はいつからですか？	
16 治療したい対象はどこまでをご希望されていま...	
17 治療にかかる時間や期間のご希望はありますか？	
18 保険に関してのご希望はありますか？	
19 歯を抜いたことがありますか？	
20 歯科麻酔を受けたことはありますか？	
21 治療・麻酔・抜歯により異常が表れたことはあ...	
22 現在飲んでいるお薬はありますか？	

問診票を保存しました。
OK

質問項目追加

質問順序の並び替え
上移動 下移動

メモ

問診票を新規作成、または編集した場合は、必ずアプリケーションを再起動してからご使用ください。

質問項目、回答項目を新規作成したい

【質問項目のアイコンについて】



標準で用意されている項目となり、編集は可能ですが、削除は行えません。




標準で用意されている音声付項目となり、編集、削除ともに行えません。



ユーザ作成項目となり、編集、削除ともに行えます。

1

メニュー画面でメンテナンスをクリックします。




メンテナンス

2

新規をクリックします。

最大100個まで質問項目を作成できます。



質問内容、回答をそれぞれの欄に入力します。

他言語登録・編集についての詳細は、P30「質問項目、回答項目の他言語登録(編集)したい」をご参照ください。

入力項目について

複数回答あり 複数回答を可能にしたい場合に選択します。


複数回答なし 複数回答を可能にたくない場合に選択します。

入力なし 回答を選択式にしたい場合に選択します。


入力あり 回答を文字入力形式にしたい場合に選択します。

上記で作成した質問を実際に使用したイメージ

入力完了後、保存をクリックし、確認ダイアログでははいをクリックします。




作成した質問がリストに追加されます。




質問項目、回答項目を複製したい

- 1 メニュー画面でメンテナンスをクリックします。




メンテナンス

- 2 複製したい質問を選択し、複製をクリックします。




質問内容、回答が表示されます。




3


質問内容、回答を編集します。



入力完了後、保存をクリックし、確認ダイアログでははいをクリックします。



作成した質問がリストに追加されます。




質問項目、回答項目を編集したい

1 メニュー画面でメンテナンスをクリックします。




メンテナンス

2 編集したい質問を選択し、編集をクリックします。




質問内容、回答が表示されます。



3

質問内容、回答を編集します。



入力完了後、保存をクリックし、確認ダイアログでははいをクリックします。

The screenshot shows the '問心伝 - メンテナンス' application window. On the left is a list of question items (質問項目) numbered 20 to 45. Item 44, '問診をタブレットで行った感想を教えてください。', is selected. On the right, the '質問項目の内容' (Question Item Content) section is visible, showing the question content and a list of answer items (回答内容) numbered 1 to 12. A '保存' (Save) button in the top toolbar is highlighted with a red box. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking '質問内容を保存しますか?' (Save question content?). The 'はい(Y)' (Yes) button in the dialog is also highlighted with a red box.

リスト内の表示が編集した内容に切り替わります。

This screenshot shows the same software interface after editing. The list of question items on the left has been updated. Item 44, '問診をタブレットで行った感想を教えてください。', is now highlighted with a red box. The right-hand side of the interface shows the updated content for the selected question item, including the '表示内容' (Display Content) and the list of '回答内容' (Answer Items).

質問項目、回答項目の英語登録(編集)したい

1

英語をクリックします。



2

翻訳ボタンをクリックします。



メモ


翻訳機能について

入力した内容を元に翻訳Webサイトへ遷移し、他言語の入力支援を行います。


手動入力について

翻訳ボタンをクリックせずに直接翻訳内容を登録、または編集することも可能です。

翻訳Webサイトに遷移します。



3 コピーをクリックします。



4 貼付をクリックします。

コピーした翻訳内容が各項目に自動貼り付けされます。



最後に保存ボタンをクリックし、保存してから終了してください。

質問項目、回答項目の中国語登録(編集)したい

1

中国語をクリックします。

The screenshot shows a web application interface for editing question items. At the top, there is a toolbar with icons for 'Save', 'Clear', 'Edit', 'Reset', 'English', and 'Chinese'. The 'Chinese' button is highlighted with a red box. Below the toolbar, the form is titled '質問項目の内容' (Question Item Content). It contains a '質問内容' (Question Content) field with the text '歯に求めることは何ですか?' (What do you want from teeth?). There are radio buttons for '複数回答あり' (Multiple answers allowed) and '複数回答なし' (Multiple answers not allowed), with the latter selected. Below this is a section for '回答項目の内容' (Answer Item Content), which contains a list of 12 answer items, each with an input field and a green '入力なし' (No input) button.

2

翻訳ボタンをクリックします。

This screenshot is similar to the previous one, but the '翻訳' (Translate) button in the toolbar is highlighted with a red box. The '質問内容' field is empty. The '複数回答なし' radio button is selected. The '回答項目の内容' section contains 12 answer items, each with an input field and a green '入力なし' button.

メモ


翻訳機能について

入力した内容を元に翻訳Webサイトへ遷移し、他言語の入力支援を行います。


手動入力について

翻訳ボタンをクリックせずに直接翻訳内容を登録、または編集することも可能です。

翻訳Webサイトに遷移します。



3 コピーをクリックします。



4 貼付をクリックします。


コピーした翻訳内容が各項目に自動貼り付けされます。





最後に保存ボタンをクリックし、保存してから終了してください。

タブレット使用時のパスワードを設定したい

- 1 メニュー画面で設定をクリックします。



- 2 「パスワード設定」
新しいパスワードを入力し、OKをクリックします。




メモ



初期パスワードについて
「0000」が設定されております。

医院情報の設定をしたい

- 1 メニュー画面で設定アイコンをクリックします。



- 2 「医院情報設定」
医院名称を入力し、OKをクリックします。



メモ

医院名称を設定、または更新した場合は、必ずアプリケーションを再起動してからご使用ください。


タブレットアプリケーション（医師用）

アプリケーションを起動したい

- 1 ホーム画面で問心伝アプリケーション（医師用）アイコンをタップします。

メモ

問心伝のバージョンアップ情報がある場合、起動時にメッセージボックスにてお知らせいたします。バージョンアップ方法につきましては、P81.「問心伝アプリケーションをバージョンアップしたい」をご参照ください。



- 2 パスワードを入力し、OKをタップします。

メモ

初期パスワードについて「0000」が設定されております。



メニュー画面が表示されます。



アプリケーションを終了したい

- 1 メニュー画面で終了をタップします。

メモ

終了時の注意

アプリケーションを終了させる際HOMEボタンではなく、必ず終了をタップして終了させてください。




当日の問診結果を閲覧したい

- 1 メニュー画面で閲覧をタップします。



当日に問診を行った患者が一覧表示されます。



2

問診履歴を表示したい患者をタップします。

選択した患者の問診履歴が一覧表示されます。



3

問診結果を表示したい履歴を選択し、次へをタップします。



問診結果が表示されます。

メモ

問診結果項目について

患者が問診時に選択した項目については赤字で表示されております。

メモ

外国語モードでの問診結果確認について

選択式の回答は、自動的※1に日本語への変換が行われますが、入力あり項目の内容について確認したい場合は、タップすることにより、翻訳Webサイトを呼び出し、内容を確認することができます。



※1 翻訳内容が正しく登録されていること

患者番号： 1 問診日：平成26年10月2日

名前：問心伝太郎 (モンデン 太郎)
生年月日：昭和56年5月5日 33歳 男性
住所：〒123-4567
東京都新宿区四谷
自宅電話：03-0000-0000 連絡先：03-0000-0000
職業：会社員

Q1.本日は、どのようなことが気になって来院されましたか？
 歯が痛い 歯ぐきが痛い つめ物がとれた
 検診 歯並びの相談 その他

Q2.部位はどこですか？
 全体 右上奥 右上前
 左上前 左上奥 右下奥
 右下前 左下前 左下奥

Q3.どのような症状ですか？
 冷たい物がしみる 熱い物がしみる 噛むと痛い
 ズキズキ痛い その他

Q4.その症状はいつからですか？
 今日から 昨日から 2~6日前から
 1週間以上前から 覚えていない

Q5.治療したい対象はどこまでをご希望されていますか？
 対象箇所のみ 悪い箇所全て 医師に任せる

Q6.保険に関してのご希望はありますか？
 特になし 全て保険範囲内 保険外治療も相談

Q7.歯を抜いたことがありますか？
 はい いいえ

Q8.薬や注射で問題があったことがありますか？
 はい いいえ

戻る

過去の問診結果を閲覧したい


- 1 メニュー画面で閲覧をタップします。



- 2 患者番号、またはフリガナを入力し、検索をタップします。




検索結果が表示されます。



3

問診履歴を表示したい患者をタップします。

選択した患者の問診履歴が一覧表示されます。



4

問診結果を表示したい履歴を選択し、次へをタップします。

問診結果が表示されます。

メモ

外国語モードでの問診結果確認について
選択式の回答は、自動的※1に日本語への変換が行われますが、入力あり項目の内容について確認したい場合は、タップすることにより、翻訳Webサイトを呼び出し、内容を確認することができます。

※1 翻訳内容が正しく登録されていること



メモ


問診結果項目について
患者が問診時に選択した項目については赤字で表示されております。

画面の表示形式(縦表示or横表示)を切り替えたい

1 メニュー画面で設定をタップします。




設定画面が表示されます。



2

お好みの表示形式を選択し、OKを
タップします。




サーバのIPアドレスを設定したい

- 1 メニュー画面で設定をタップします。



設定画面が表示されます。



2

[サーバのIPアドレス]タブに問心伝のデータベースがインストールされているサーバパソコンのIPアドレスを入力し、OKをタップします。

【IPアドレス確認方法】

問心伝サーバタイプをインストールしたパソコンの問心伝管理(サーバ)―[TOP画面]で確認できます。




ネットワークの接続設定をしたい

- 1 メニュー画面で設定をタップします。



設定画面が表示されます。



2

[接続設定]タブに使用しているパソコンのアカウント情報を入力し、OKをタップします。

メモ

アカウント情報設定について
あらかじめ設定しておくことでバージョンアップの際に認証ダイアログが表示されることなく、スムーズに進められます。

設定

問診結果閲覧画面の設定 ネットワークの設定 接続設定

表示形式

ネットワークの設定

サーバのIPアドレス

接続設定

バージョン情報

APPバージョン

DBバージョン

プッシュ通知

使用状況

ドメイン名を入力する

ユーザー名 : _____

パスワード : _____

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t
u v w x y z

← 一字消す 123#+= →

キャンセル OK


タブレットアプリケーション（患者用）

アプリケーションを起動したい

- 1 ホーム画面で問心伝アプリケーション（患者用）アイコンをタップします。

メモ

問心伝のバージョンアップ情報がある場合、起動時にメッセージボックスにてお知らせいたします。バージョンアップ方法につきましては、P81.「問心伝アプリケーションをバージョンアップしたい」をご参照ください。



メニュー画面が表示されます。



アプリケーションを終了したい

- 1 メニュー画面で終了をタップします。

メモ

終了時の注意

アプリケーションを終了させる際HOMEボタンではなく、必ず終了をタップして終了させてください。



新規患者の問診を行いたい

- 1 メニュー画面で新規患者をタップします。



- 2 使用する言語を選択し、OKをタップします。



メモ

言語選択の「表示」または「非表示」は設定で切り替えることができます。

- 3 使用する問診票を選択し、OKをタップします。



メモ

問診票リストについて

使用する問診票の追加、変更は問心伝パソコンアプリケーションにて行えます。

4

問診スタートをタップします。

患者情報の入力方法を「簡易入力」または「詳細入力」と切り替えることができます。



患者情報入力画面が表示されます。

メモ

既存患者の場合は、患者情報が入力済の状態が表示されます。

? タブレットでの基本的な文字入力方法、問心伝操作方法の動画を視聴できます。
 ※英語の動画には音声はありません。

再生バーをタッチすることにより、好きな箇所から再生を行います。

操作でお困りの時は『?項目』をタッチして操作説明の動画をご覧ください

①お名前 姓 名

②ふりがな 姓 (ふりがな) 名 (ふりがな)

③生年月日※ 西暦 年 月 日 歳

④性別※ 男性 女性

⑤ご住所 〒 -

⑥電話番号

⑦ご連絡先

⑧ご職業 ご職業を選択してください

※青色の項目は必ず入力してください

戻る 次へ

詳細入力イメージ

5

患者情報を入力します。

外国語版 患者情報入力画面

When having problems with your operation is to touch an item, Please refer to the operating instructions videos

操作遇到困难时，请浏览确认项目的操作说明动画

② Name
Family Name Last Name

② Date of birth
year / month / day years old

② Sex
 Male Female

② Mobile number

* Please fill in the required fields

BACK NEXT

② 姓名
姓 名

② 出生日
年 / 月 / 日 岁

② 性別
 男性 女性

② 电话号码

*请填写全部的项目

返回 下一步



外国語版では、入力方法の設定に関わらず

操作でお困りの時は『②項目』をタッチして
操作説明の動画をご覧ください

② お名前 問心伝 三郎

② ふりがな※ もんしんでん さぶろう

② 生年月日※ 西暦
2006 年 8 月 8 日 8 歳

② 性別※ 男性 女性

② ご住所 〒123 -4567
東京都新宿区四ッ谷

② 電話番号 03-0000-0000

② ご連絡先

② ご職業 学生

※ 青色の項目は必ず入力してください

戻る

次へ

6

次へをタップします。

操作でお困りの時は『②項目』をタッチして
操作説明の動画をご覧ください

② お名前 問心伝 三郎

② ふりがな※ もんしんでん さぶろう

② 生年月日※ 西暦
2006 年 8 月 8 日 8 歳

② 性別※ 男性 女性

② ご住所 〒123 -4567
東京都新宿区四ッ谷

② 電話番号 03-0000-0000

② ご連絡先

② ご職業 学生

※ 青色の項目は必ず入力してください

戻る

次へ

7

問診が開始されます。回答群の中から選択し、次へをタップします。
この操作を最後の質問まで繰り返します。



メモ

質問、または回答について

問診票の編集につきましては問心伝パソコンアプリケーションにて行えます。

8

回答内容を確認し、確定をタップします。

メモ

回答の修正について
修正ボタンを押すことにより
回答を修正できます。

操作説明

以下の内容でよろしければ、
確定ボタンをタッチして下さい。

修正

患者様情報

お名前 問心伝 三郎
ふりがな もんしんでん さぶろう
生年月日 平成18年8月8日 8歳
性別 男性
ご住所 〒123-4567
東京都新宿区四ツ谷
電話番号 03-0000-0000
ご連絡先
ご職業 学生

質問・回答

本日は、どのようなことが気になって来院さ
れましたか？

確定

9

OKをタップします。

操作説明

以下の内容でよろしければ、
確定ボタンをタッチして下さい。

修正

患者様情報

お名前 問心伝 三郎
ふりがな もんしんでん さぶろう
生年月日 平成18年8月8日 8歳
性別 男性

ご 確定してよろしいですか？

キャンセル OK

電話番号 03-0000-0000
ご連絡先
ご職業 学生


質問・回答

本日は、どのようなことが気になって来院さ
れましたか？

確定

10

スタッフ確認をタップします。



11

回答内容を確認し、送信をタップします。

スタッフ確認

患者様情報

お名前 問心伝 三郎
 ふりがな もんしんでん さぶろう
 生年月日 平成18年8月8日 8歳
 性別 男性
 ご住所 〒123-4567
 東京都新宿区四ツ谷
 電話番号 03-0000-0000
 ご連絡先
 ご職業 学生

質問・回答

本日は、どのようなことが気になって来院されましたか？


・未回答

修正 送信

メモ

外国語モードでの問診結果確認について
選択式の回答は、自動的※1に日本語への変換が行われますが、入力あり項目の内容について確認したい場合は、タップすることにより、翻訳Webサイトを呼び出し、内容を確認することができます。

※1 翻訳内容が正しく登録されていること



スタッフ確認

今までに大きな病気をしたことはありますか？
・未回答

定期検診のご希望はありますか？
・未回答

当院を選ばれた理由は何ですか？
・未回答

その他、ご希望があればご記入ください。


・入力する
please cure immediately

タップ！

修正 送信

12

OKをタップし、完了となります。



患者様情報

お名前 問心伝 三郎
ふりがな もんしんでん さぶろう
生年月日 平成18年8月8日 8歳
性別 男性
ご住所 〒123-4567
東京都新宿区四ツ谷
ご職業 学生

送信しました
OK

質問・回答
本日は、どのようなことが気になって来院されましたか？
・未回答

戻る 送信

既存患者の問診を行いたい

- 1 メニュー画面で既存患者をタップします。



- 2 パスワードを入力し、OKをタップします。



メモ

初期パスワードについて
「0000」が設定されております。

3

患者番号、またはフリガナを入力し、
検索をタップします。

The screenshot shows a mobile application interface for searching patients. At the top, there is a search section with a label '検索' (Search) on the left and a '検索' (Search) button on the right. Below the label are two input fields: '患者番号' (Patient Number) and 'フリガナ' (Kana). A red rectangle highlights the entire search section. Below the search fields is a large empty box labeled '患者一覧' (Patient List). At the bottom of the screen, there are two buttons: '戻る' (Back) on the left and '次へ' (Next) on the right. The Android navigation bar is visible at the very bottom.

検索結果が表示されます。

The screenshot shows the same mobile application interface as above, but now with search results. The '患者番号' (Patient Number) field contains the number '11'. The 'フリガナ' (Kana) field is empty. The '検索' (Search) button is now disabled. Below the search fields, the '患者一覧' (Patient List) box now contains one result, which is highlighted with a red rectangle. The result is displayed as a table row with the following data: '11' in the first column, '問心伝 次郎' (Monshinden Tsuneharu) in the second column, 'モンデンツジ 01' (Monden Tsuji 01) in the third column, and a blue person icon in the fourth column. Below the list, the '戻る' (Back) and '次へ' (Next) buttons are still present. The Android navigation bar is visible at the very bottom.


4

患者を選択し、次へをタップします。



5

言語を選択し、次へをタップします。




6

使用する問診票を選択し、OKをタップします。

メモ


問診票リストについて

使用する問診票の追加、変更は問心伝パソコンアプリケーションにて行えます。




7

患者情報と使用する問診票を再度確認し、OKをタップします。



8

問診スタートをタップします。



9

この後のフローにつきましては、新規患者の問診と同様になります。
「新規患者の問診を行いたい」⁴ ¹² をご参照ください。

問診結果を送信したい

- 1 メニュー画面で送信をタップします。



- 2 パスワードを入力し、OKをタップします。



メモ

初期パスワードについて
「0000」が設定されております。

- 3 送信を行う患者を選択し、確認をタップします。




- 4 内容を確認し、送信をタップします。

メモ

外国語モードでの問診結果確認について
 選択式の回答は、自動的※1に日本語への変換が行われますが、入力あり項目の内容について確認したい場合は、タップすることにより、翻訳Webサイトを呼び出し、内容を確認することができます。



※1 翻訳内容が正しく登録されていること



送信が成功し、送信失敗から送信成功に変更されます。

患者様情報

お名前 問心伝 四郎
ふりがな もんしんでんしろう
生年月日 平成22年4月10日 4歳
性別 男性
ご住所 〒123-4567
東京都新宿区四谷
送信しました
OK

ご職業 未就学児

質問・回答
本日は、どのようなことが気になって来院されましたか？
・歯が痛い

戻る 送信



患者一覧

1	問心伝 太郎	モンデンナク	送信成功
9	問心伝 花子	モンデンナハコ	送信成功
11	問心伝 次郎	モンデンナジロ	送信成功
	問心伝 三郎	モンデンナサロ	送信成功
11	問心伝 次郎	モンデンナジロ	送信成功
	問心伝 四郎	モンデンナシロ	送信成功

戻る 確認

問診時の入力形式(簡易or詳細)を切り替えたい

- 1 メニュー画面で設定をタップします。



- 2 パスワードを入力し、OKをタップします。



メモ

初期パスワードについて
「0000」が設定されております。

設定画面が表示されます。



3 お好みの入力形式を選択し、OKをタップします。(初期値は簡易入力)

簡易入力イメージ

操作でお困りの時は『項目』をタッチして
操作説明の動画をご覧ください

① ふりがな
姓 (かな) 名 (かな)


② 生年月日
西暦 年 月 日 歳

③ 性別
 男性 女性

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
い	き	し	ち	に	ひ	み		り	を
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	ゆ	る	ん
え	け	せ	て	ね	へ	め		れ	。
お	こ	そ	と	の	ほ	も	よ	ろ	。
あ	い	う	え	お	や	ゆ	よ	っ	ー

← 一字消す A B C →

戻る 次へ




動画再生ボタンを非表示にしたい

1 メニュー画面で設定をタップします。

動画再生ボタンとは・・・

?

ボタンをタップすることでタブレットでの基本的な文字入力方法、問心伝操作方法の動画を視聴できます。



動画再生が可能な画面一覧

患者情報入力(簡易入力)
患者情報入力(詳細入力)
問診入力(通常質問)
問診入力(イラスト質問)
問診入力(自由入力回答項目)
問診入力内容確認




2 パスワードを入力し、OKをタップします。

メモ


初期パスワードについて
「0000」が設定されております。



設定画面が表示されます。



- 3 表示するまたは表示しないを選択し、OKをタップします。(初期値は表示する)



言語選択(表示or非表示)を切り替えたい

- 1 メニュー画面で設定をタップします。




- 2 パスワードを入力し、OKをタップします。




メモ

初期パスワードについて
「0000」が設定されております。

設定画面が表示されます。



- 3 表示するまたは表示しないを選択し、OKをタップします。(初期値は表示する)



サーバのIPアドレスを設定したい

- 1 メニュー画面で設定をタップします。




- 2 パスワードを入力し、OKをタップします。



メモ

初期パスワードについて
「0000」が設定されております。

設定画面が表示されます。



3

[サーバのIPアドレス]タブに問心伝のデータベースがインストールされているサーバパソコンのIPアドレスを入力し、OKをタップします。

【IPアドレス確認方法】

問心伝サーバタイプをインストールしたパソコンの問心伝管理(サーバ)–[TOP画面]で確認できます。



ネットワークの接続設定をしたい

- 1 メニュー画面で設定をタップします。



- 2 パスワードを入力し、OKをタップします。



メモ

初期パスワードについて
「0000」が設定されています。

設定画面が表示されます。

設定

患者情報入力画面の設定 患者情報入力画面の設定 入力形式

入力形式

操作説明動画の設定

動画再生ボタン

外国語問診票の設定

言語選択ダイアログ

ネットワークの設定

サーバのIPアドレス

接続設定

バージョン情報

APPバージョン

DBバージョン

簡易入力

詳細入力

キャンセル OK

3

[接続設定]タブに使用しているパソコンのアカウント情報を入力し、OKをタップします。

設定

患者情報入力画面の設定 ネットワークの設定 接続設定

入力形式

操作説明動画の設定

動画再生ボタン

外国語問診票の設定

言語選択ダイアログ

ネットワークの設定

サーバのIPアドレス

接続設定

バージョン情報

APPバージョン

ドメイン名を入力する

ユーザー名 : _____

パスワード : _____

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v w x y z

← 一字消す 123#+= →

キャンセル OK

メモ

アカウント情報設定について
あらかじめ設定しておくことでバージョンアップの際に認証ダイアログが表示されることなく、スムーズに進められます。

問心伝のデータをバックアップしておきたい


事前確認

バックアップを実施する前にタブレットに未送信の問診データがないことを必ず確認してください。


①デスクトップの問心伝管理(サーバ)をクリックし、アプリケーションを起動します。




②「バックアップ」をクリックします。



確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。



バックアップが完了します。




バックアップファイルが所定のフォルダに作成されます。

初期値

インストールドライブ¥DripBlue¥ManagementTool¥MonshinTool¥backup


バックアップファイルの名前は変更しないでください。



★自動バックアップ時刻&出力先フォルダ設定について

下記の画面にて変更が行えます。

問心伝管理(サーバ)TOP -> 設定をクリック



自動バックアップ時間は、必ずパソコンが稼働している時間を設定してください。設定時刻にパソコンが稼働していない場合、バックアップファイルは作成されません。

メモ

- ・バックアップ保存先は、外付けドライブ等に設定しておくことをお勧めします。
- ・問心伝管理(クライアント)は、バックアップ機能を搭載しておりません。

注意

- ・パソコンのシステム時刻を任意で変更した場合は、必ず自動バックアップ時刻も再設定してください。
- ・バックアップ作成時の問心伝パソコンアプリケーションのバージョンと復元(リストア)時の問心伝パソコンアプリケーションのバージョンは同一の状態での復元(リストア)をしてください。

問心伝データを復元(リストア)したい

事前準備

パソコンを新しくする場合は、入れ替え前のパソコンにてバックアップを実施し、バックアップファイルをUSB等のメディアに退避してから入れ替え作業を行ってください。バックアップ方法につきましては当マニュアルの「問心伝のデータをバックアップしておきたい」をご参照ください。


①問心伝をインストールします。

インストール方法につきましては、「問心伝パソコンアプリケーションインストールガイド」をご参照ください。


②デスクトップの問心伝管理(サーバ)をクリックし、アプリケーションを起動します。




③「リストア」をクリックします。




確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。



④復元したいバックアップファイルを選択し、「開く」をクリックします。



リストアが完了します。



メモ

・問心伝管理(クライアント)は、リストア機能を搭載していません。

注意


・バックアップ作成時の問心伝パソコンアプリケーションのバージョンと復元(リストア)時の問心伝パソコンアプリケーションのバージョンは同一の状態での復元(リストア)をしてください。
・デスクトップからの復元(リストア)はできませんので注意してください。

問心伝アプリケーションのバージョンアップがしたい


①デスクトップの問心伝管理(サーバ)をクリックし、アプリケーションを起動します。




②「バージョンアップ」をクリックします。




確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。



バージョンアップが開始されます。




③「OK」をクリックします。



④バージョン情報を確認する。

患者タブレットバージョンに変化あり：⑤～⑦実施
 医師タブレットバージョンに変化あり：⑧～⑩実施
 タブレットバージョンに変化なし：バージョンアップ完了




メモ


- ・問心伝パソコンアプリケーション(クライアント)は、自動でバージョンアップを行いますので、問心伝管理を起動してバージョンアップを行う必要はありません。

- ・バージョンアップを行う際、バックアップを自動的に行います。

【タブレットアプリケーションのバージョン確認方法】




再バージョンアップ用
ボタン




再バージョンアップ用
ボタン

⑤ホーム画面で問心伝アプリケーション(患者用)アイコンをタップします。




インストールを開始します。




バージョンアップファイルをダウンロードします。



⑦ホーム画面で問心伝アプリケーション(患者用)アイコンをタップします。




⑥インストールをタップします。




バージョンアップが完了します。



⑧ホーム画面で問心伝アプリケーション(医師用)アイコンをタップします。




インストールを開始します。




バージョンアップファイルをダウンロードします。



⑩ホーム画面で問心伝アプリケーション(医師用)アイコンをタップします。



⑨インストールをタップします。



バージョンアップが完了します。



問心伝パソコンアプリケーションをアンインストールしたい

詳細につきましては、別紙「アンインストールガイド」をご参照ください。

【Windows7の場合】


①  をクリックします。

② すべてのプログラムから「問心伝アンインストール」をクリックします。




【Windows8 or 8.1の場合】

① 「すべてのアプリ」をクリックします。



② すべてのプログラムから「問心伝アンインストール」をクリックします。



患者用タブレットアプリケーションから問診データを送信中、パソコンの電源が落ちてしまった

パソコン、タブレットの再起動を行い、アプリケーションを立ち上げなおしてください。


中国語機能追加Version(2.02)導入後の「質問・回答項目」について

【Version2.00より前からご使用の場合】



- 問心伝アプリケーション導入時にあらかじめ組み込まれていた質問・回答項目
⇒VersionUpを行う際に、自動的に英語、中国語へ翻訳し、登録いたします。
- 問心伝アプリケーション導入後、作成したオリジナル質問・回答項目
⇒VersionUpを行う際に、英語、中国語への翻訳はせず、「**Untranslated**」として登録いたします。

[外国語登録状況の確認方法]

①問診票(作成)をクリック




②確認したい問診票を選択し、「英語」、「中国語」をクリック




[質問・回答項目登録方法]


①メンテナンスをクリック




②「英語」、「中国語」をクリック



③「翻訳」をクリック



④翻訳Webサイト遷移後、「コピー」をクリック



⑤「貼付」をクリック、翻訳内容を貼り付ける




【Version2.00、Version2.01からご使用の場合】


- 問心伝アプリケーション導入時にあらかじめ組み込まれていた質問・回答項目
⇒VersionUpを行う際に、自動的に中国語へ翻訳し、登録いたします。
- 問心伝アプリケーション導入後、作成したオリジナル質問・回答項目
⇒VersionUpを行う際に、中国語への翻訳はせず、「Untranslated」として登録いたします。

[外国語登録状況の確認方法]


①問診票(作成)をクリック



②確認したい問診票を選択し、「中国語」をクリック




③問診票が選択した言語に切り替わる




[質問・回答項目登録方法]


①メンテナンスをクリック




②「中国語」をクリック



③「翻訳」をクリック



④翻訳Webサイト遷移後、「コピー」をクリック



⑤「貼付」をクリック、翻訳内容を貼り付ける



【新規導入の場合】

- 問心伝アプリケーション導入時にあらかじめ組み込まれていた質問・回答項目
⇒全ての質問・回答項目に対する翻訳を登録してありますので、導入直後からお使いいただけます。


プチ通訳アプリケーションを使用したい

導入方法

①タブレットアプリケーション (医師用)を起動し、メニュー画面で設定をタップします。



②インストールをタップします。



インストールが完了し、ホーム画面に追加されます。



メモ

既にインストール済みの場合は、アンインストールボタンが表示され、タップすることによりアプリケーションをアンインストールすることができます。




使用方法

①ホーム画面でプチ通訳をタップします。





②言語を選択します。



③通訳を行いたい項目を選択します。



通訳結果を表示します。



項目一覧画面に遷移

こんなメッセージが出ていませんか？

1 問心伝アプリケーションが起動しない

メッセージ：サービス情報が有効ではありません

メッセージ：問心伝の御利用期間が終了しました

- ・ご購入時の販売店様にご連絡ください。

メッセージ：データアクセスエラー

解決方法

- ・サーバの電源が入っているか確認してください。
- ・院内内のネットワーク機器(ルータ等)の電源が入っているか確認してください。
- ・ネットワークケーブルは正常に接続されているか確認してください。
- ・パソコンを再起動してから改めて確認してください。

メッセージ：他の問心伝とバージョンが異なります

解決方法

- ・バージョンアップ通知が来ていますので、バージョンアップを行い、院内内全ての問心伝を同一のバージョンにしてください。

2 問診データが登録、または閲覧ができなくなった

メッセージ：データアクセスエラー

解決方法

- ・サーバの電源が入っているか確認してください。
- ・院内内のネットワーク機器(ルータ等)の電源が入っているか確認してください。
- ・ネットワークケーブルは正常に接続されているか確認してください。
- ・パソコンを再起動してから改めて確認してください。

問心伝HPのQ&Aも合わせてご覧ください

<http://haiming.co.jp/product/monshinden/faq.html>